

Labor Management Software MetaBridge



Entdecken Sie die Brabender MetaBridge

Die neue Software glänzt mit einer einfachen und intuitiven Bedienung. Nach einem Benutzer-Login gelangt der Anwender auf den Startscreen mit Geräteinfos und Auswahlmöglichkeiten für sein Vorhaben.

Weitere Vorteile

- Startbereit ohne Software-Installation
- Benutzerfreundliche Bedienung per Touch
- Plattform- und standortunabhängige Messverfolgung
- Responsives Webdesign: automatische Anpassung an jede Auflösung
- Zugriff durch einfaches Benutzer-Login
- Touch-Support für Tablets und Smartphones
- Messverfolgung von beliebig vielen Endgeräten gleichzeitig
- Mess- und Datensicherheit: Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Schnell aktuell mit Online-Software-Updates

Mess-, Auswertungs-, und Verwaltungsfunktionen

Der Benutzer profitiert von neuen und optimierten Funktionen:

- Benutzerverwaltung mit Administratormodus zur Koordinierung von Zugriffsrechten
- Zentrale Verwaltung der Versuche
- Live-Überwachen der Messungen mit Endzeitanzeige
- Messungen aufzeichnen, auswerten, drucken und exportieren
- Interaktive Validierung von Eingaben und Messungen
- Modus für automatische Messdatenspeicherung
- Hinterlegung der Referenzkurve in die Messung
- Control-, Zoom- und Kommentarfunktionen für die Diagramme



Bedienung des Brabender-Gerätes per Tablet oder Smartphone mit der MetaBridge. Verfolgen Sie die Messung in Ihrem Labor, von Ihrem Home Office oder von unterwegs.



Durch Mouse-Klick oder Touch kann der Bediener eine der farblich voneinander leicht zu unterscheidenden Kacheln auswählen.



Brabender® GmbH & Co. KG

Kulturstr. 49-51 · 47055 Duisburg · Germany
Tel.: +49 203 7788-0
metabridge@brabender.com
www.brabender.com



Brabender Vertretungen weltweit
© 2019 Brabender® GmbH & Co. KG
Alle Warenzeichen sind registriert.
Änderungen in Design und Technik
ohne Ankündigung vorbehalten.



MetaBridge®

Die intelligente Software
für vernetzte Kommunikation



Qualität ist messbar.

Labor Management Software MetaBridge



Als einheitliche Softwarelösung vernetzt die MetaBridge Ihre Brabender-Geräte sowohl mit den Benutzern als auch untereinander. So können die Anwender jederzeit auf jedes Gerät zugreifen und auch mehrere Geräte gleichzeitig bedienen.

Die Softwarelösung ist plattformunabhängig, da sie webbasiert ist. Somit können sich mehrere Anwender gleichzeitig einloggen und von überall auf der Welt auf die MetaBridge zugreifen. Eine Messung lässt sich sowohl vom PC als auch vom Tablet oder Smartphone durchführen, sofern die technischen Rahmenbedingungen gegeben sind.

Mit der MetaBridge sind Sie jederzeit vernetzt.

Zum Nachrüsten für alle Brabender-Geräte steht Ihnen der neu entwickelte Brabender MetaBridge Controller (MBC) zur Verfügung. Er ermöglicht ein Upgrade Ihrer bereits vorhandenen Brabender-Geräte auf die MetaBridge-Software.



Weitere Informationen:
Brabender MetaBridge

Funktionen

Mit MetaBridge können Anwender webbasierte Messungen mit allen Brabender-Geräten vornehmen.

- Einfach
- Mobil
- Sicher



Datensicherheit

Ein passwortgesicherter Login und ein durchdachtes Rechte-Management schützen die Daten.

- Autorisierung durch Passwort
- Automatische Software-Updates
- Kontrolle durch Administratoren

Kompatibilität

Eine Software für alle Messgeräte: Das zeichnet die MetaBridge als Verknüpfung zwischen Mitarbeitern und Geräten aus.

- Für alle MetaBridge-fähigen Brabender-Geräte
- Vernetzung der Geräte untereinander
- Beständigkeit: gleiche Performance auf allen Endgeräten (PC/Mac, Smartphone, Tablet)





Bedienung

Eine intuitive Benutzerführung, die für alle Geräte gleich gestaltet ist, ermöglicht eine leichte Erlernbarkeit und vermeidet Fehlbedienungen.

- Individuell anpassbar
- Standardoberfläche für alle Endgeräte
- Automatische Voreinstellungen



Vernetzung

MetaBridge ermöglicht die Kommunikation von Benutzern und Messgeräten von Brabender: Sie können Versuche vorbereiten, Messungen aufzeichnen und auswerten, Daten exportieren und drucken.

- Immer aktuelle Daten
- Zentrale Speicherung und Verwaltung
- Einfaches Feedback

MetaBridge®
Brabender®



Standortunabhängigkeit

Für diese webbasierte Anwendung ist keine Software nötig, nur ein Netzwerkzugang. Mit diesem können auch mehrere Nutzer gleichzeitig Messungen durchführen.

- Schnell und mobil nutzbar
- Gleichzeitiger Zugriff möglich
- Remote Access durch Servicemitarbeiter



Qualität ist messbar.